

PRESSY 7Sm

Quality
Pharmacy
Products

*Miglioratevi.
Rilassatevi.
Qualificatevi.*

*La misurazione manuale della pressione arteriosa
con Pressy 7 offre, in poco spazio,
un grande aumento di credibilità e affidabilità.*



mod. 704



*Dimensioni cm: l. 38,5 x p. 28 x h. 50
Peso kg: 10,7*


LA TECNOMEDICA[®]
La misura
della professionalità

Caratteristiche

MISURAZIONE DELLA PRESSIONE E DELLA FREQUENZA DEL POLSO

La misurazione della pressione sistolica (massima) e diastolica (minima) da **280 a 40 mm/Hg** con risoluzione di **1,5 mm/Hg** e la misurazione della frequenza del polso da **0 a 250 puls/min** con risoluzione di **1 puls/min**.

Vantaggi

L'utilizzo dei metodi **Riva-Rocci-Korotkoff** e **Oscillometrico**, le tecniche più utilizzate per misurare la pressione, garantiscono **precisione e affidabilità**, secondo i parametri richiesti dai più importanti organismi internazionali.

MEMORIZZAZIONE E VISUALIZZAZIONE DATI

I dati vengono stampati su una scheda che riporta, oltre **l'intestazione della Farmacia**, i risultati della misurazione e quelli storici, anche il grafico di tutte le pulsazioni, evidenziando le eventuali aritmie.

È possibile inserire nello scontrino **diciture personalizzate della Farmacia**. La larghezza di ben **112 mm**, facilita la lettura del grafico e del tracciato. La sostituzione dei rotoli di carta termica è estremamente semplice.

COMPRESSIONE PERSONALIZZATA E DECOMPRESSIONE STABILIZZATA DEL BRACCIALE

La compressione è relativizzata al livello pressorio individuale, mentre la decompressione è stabilizzata elettronicamente.

Si evita un'eccessiva compressione del braccio, mentre la velocità di decompressione è mantenuta costantemente tra 2 e 3 mm/Hg al secondo, indipendentemente dalla dimensione del braccio.

MEMORY CARD

Memory card personale. Consente di archiviare **in memoria fino a 120 misurazioni** e, inoltre, funziona anche da mezzo di pagamento.

Riporta l'intestazione della Farmacia e contiene i dati personali del cliente. Costituisce un formidabile strumento di fidelizzazione! La memory card può essere ricaricata in qualsiasi momento e contiene anche i dati relativi alle misurazioni della pressione eseguiti con i nostri apparecchi. La tariffa e le successive variazioni possono essere effettuate autonomamente dalla Farmacia, senza intervento tecnico.

ALIMENTAZIONE

PRESSY 7 funziona in bassa tensione (24V DC). Oltre a ciò, è dotato di un circuito con batterie ricaricabili che forniscono l'alimentazione durante il ciclo della misurazione. In tal modo l'apparecchio viene ad essere galvanicamente separato ed indipendente dall'impianto elettrico della Farmacia.

Grazie a questa caratteristica non si rende necessario alcun adeguamento dell'impianto elettrico della Farmacia ai sensi della norma **CEI 64-8/7 ed. V 06/2004**.

DISPLAY 10,2" MONOCROMATICO

Tutte le informazioni vengono riportate su un monitor 10,2" monocromatico.

Display LCD retroilluminato.

COLLEGAMENTI ESTERNI

Interfaccia **USB**.

Consente di **collegarsi al computer della macchina da un pc esterno**.

ALTRI DATI TECNICI

Peso: **10,7 kg** · Dimensioni cm: **38,5x28x50h** · Temperature di funzionamento da **10° a 40° C** · Temperatura di immagazzinamento da **0° a 60° C** · Umidità max: **85% RH** · Alimentazione esterna: **100÷240V / 50-60Hz**.



Scontrino personalizzato.

Funzionamento con memory card ricaricabile che contiene tutti i dati del cliente.

Conformità alla norma CEI 64-8/7 senza modifiche all'impianto elettrico della farmacia.

Grazie ad uno specifico dispositivo d'isolamento dall'impianto elettrico della farmacia, Pressy 7bm non richiede né l'applicazione del nodo equipotenziale né i controlli biennali dell'impianto. Quando viene usato, Pressy 7bm si disgiunge totalmente dall'impianto del locale, utilizzando la sua fonte di alimentazione interna.